



FERNO®  
**XTRIC8**  
RESCUE SLED



Ferno XTRIC8 レスキュー スレッドは、低地、山間部、狭い場所、高角度での救出など、あらゆる場所での救助に対応する多用途でコスト効率の高いソリューションです。

XTRIC8 はコンパクトで耐久性のあるシステムです。従来の機能を備え、更に戦術的な救助が行えるよう、要救助者の固定に必要な時間と労力を削減します。

### 主な特長

- XTRIC8 は、必要なすべてのハードウェアを備え、すぐに使用できる状態で提供されます。XTRIC8 は、バッグから取り出してすぐに展開できるように事前に装備されています。
- 垂直吊りの要救助者の安全性を高めるため、内側に要救助者用ハーネスが装備されています。色分けされた4点リフティングブライドルは、迅速に使用できるように事前に設定されています。
- 外側の反射ウェビングにより、暗い場所での視認性が向上します。
- ストラップとバックルは手袋にも優しく、取り付けと取り外しが効率的に行えるように設計されています。
- 反射ウェビング、4つの大きなポケット、調節可能なバックパック ハーネスを備えた堅牢なキャリーバッグ。
- XTRIC8 は直感的に使用でき、ユーザーのトレーニング時間を短縮します。

**XTRIC8**  
耐荷重



内側の要救助者用ハーネスは、要救助者を安全に保持し、垂直吊りの状態での不要な動きを防ぎます。



手袋に優しいバックルとクイックリリースタブにより、作業効率が向上します



XTRIC8 リフティングブライドルは色分けされており、迅速な展開を支援するラベルが付いています



強化されたリフティングポイントは、現場で簡単に識別できるように、XTRIC8 リフティングブライドルに合わせて色分けされています。



6つの大きなゴム製ハンドルは手袋を着けた状態でも使いやすく、荷重を均等に分散するためにXTRIC8の周囲に配置されています。

ドラッグハンドルとすべてのXTRIC8 外部ウェビングは反射し、暗い場所での視認性を高めています。



### XTRIC8 レスキュースレッド

|                    |   |
|--------------------|---|
| 製品コード              | FWEXTRIC8   |
| 内包物                | XTRIC8 レスキュースレッドには、内側に要救助者用ハーネスアセンブリ、外部レストレイント、外部ストラップおよびハンドルが事前に装備されています |
|                    | 1x 垂直吊り上げ用 マリオンラピド  |
|                    | 1x 色分けされた 4 点リフティングブライドル  |
|                    | 1xバックパックストラップ付き収納バッグ  |
| 長さ                 | 2540mm  |
| 幅 - 最長             | 914mm   |
| 重量 - XTRIC8 本体     | 7kg   |
| 重量 - XTRIC8 本体とバッグ | 8.5kg   |
| 耐荷重 - XTRIC8       | 水平 : 350kg / 垂直 : 250kg   |

### XTRIC8 リフティングブライドル

|                   |  |
|-------------------|--|
| 重量 - リフティングブライドル  | 0.9kg  |
| 耐荷重 - リフティングブライドル | 500kg  |
| ブライドルカラビナ         | VYON-2853G アルミニウム合金 (SAE 7075) トリプルアクションカラビナ   |
| ブライドルカラビナの寸法      | 124mm×80mm / ゲート開口部 : 22mm                     |
| ブライドルカラビナの評価      | 最小引張強度: 23 kN / 最小ゲート強度: 16 kN                 |
| ブライドルカラビナの規格      | ANSI Z359.12-2019; CSA Z259.12-16; EN 362:2004 |

- Ferno およびコンポーネントのメーカーは、予告なく仕様を変更する権利を有します。
- 一般的な仕様は、最も近い整数に四捨五入されます。メートル法の変換は、英語の測定値を四捨五入する前に計算されます。詳細については、Ferno カスタマーサービスまたは最寄りの代理店にお問い合わせください。